



TRATAMIENTO DE RENOVACIÓN FACIAL

FICHA TÉCNICA N°0054

NOMBRE: Tratamiento de renovación facial
REGISTRO: NSOC11200-21CO
PRESENTACIÓN: 30ml

Satori 
La Evolución de la Belleza

Gel fluido aclarante para el tratamiento profesional de belleza.

PROPIEDADES

Es indicado para aclarar la piel y Ideal para tratamientos de hiperpigmentaciones, cicatrices post traumas, cicatrices de acné, alteraciones producidas por el sol, ojeras, infecciones fúngicas, atenúa el tono de la piel y baja la tonalidad de las pecas, también tiene un excelente efecto antienvjecimiento.

INSTRUCCIONES DE USO

Luego del proceso de higiene y limpieza en cabina a nivel corporal o facial, aplico una delgada capa de producto y lo dejo actuar de 5 a 30 minutos, luego retiro con abundante agua y neutralizo.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- Solo para uso externo.
- Evite el contacto con los ojos.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- En caso de irritación suspenda su uso.
- Hipersensibilidad a los principios activos.
- Piel sensible.
- Personas con posología médica especial.
- Cámara bronceadora.
- Post peeling fuerte.

Especificación: PH 4,90 – 5.50

Pka: 3.15

EFFECTOS SEGUNDARIOS Y ALTERNATIVAS DE USO

El kojico no es foto sensible por lo que su uso es apto para todos los fototipos de piel, se recomienda principalmente en trabajos profesionales en cabina, aunque también se puede recomendar por el profesional para complemento de uso diario en casa.

Se debe prestar atención durante la aplicación a los cambios y reacciones de la piel durante la aplicación del producto. Si se observa reacciones desfavorables se debe retirar y neutralizar de inmediato

PROTOCOLO SUGERIDO

Indicado principalmente para tratamientos de alteraciones de la melanina, hiperpigmentaciones, maculas, melasmas, cicatrices post trauma y post acné.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar en un espacio limpio y seco bajo condiciones normales de temperatura y humedad.

Producto elaborado para SUPRALAB S.A.S, Medellín - Colombia